

*These instructions (32) for mouthwash samples for DNA tests are in Arabic*

## **تعليمات: عينات غسول الفم لإجراء اختبارات الـ DNA التي أن أيه**

الأدوات التي يتم بها تجميع عينات غسول الفم (mouthwash sample بالانجليزية) مرفقه. سوف تجد وعاء (وعبوة من ماء ملح (محلول ملحي، saline بالانجليزية)، بحيث تتمكن من تزويدنا بعينة من غسول الفم. ستحتوي العينة على خلايا من بطانة الخد، التي يمكن إجراء اختبار الـ DNA التي أن أيه بها.

1. يجب الحصول على العينة قبل الإفطار. أولاً، اسكب السائل من العبوة في الوعاء حتى علامة 10. لا تستعمل بقية السائل.
2. أفرغ السائل من الوعاء بداخل فمك و امسح حول فمك (لا تغرغر الماء)، تأكد من أن السائل يلامس داخل الخدين. قم بعمل ذلك لمدة 10 إلى 20 ثانية.
3. أفرغ السائل من فمك إلى داخل الوعاء، ضع الغطاء وأقفله بإحكام.
4. أرجوك تأكد من كتابة اسمك وتاريخ ميلادك بوضوح على العبوة. أرجوك أكتبها أيضا بالإنجليزية.
5. ضع العينة في العبوة التي عليها العنوان و ضع شريط لاصق على العبوة لتأمينها. أرجوك أرسل العينة ببريد الدرجة الأولى. يفضل عمل ذلك مبكرا في أول الأسبوع، بحيث تتجنب التأخير في البريد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

لقد تم إعداد هذه النسخة في يوليو 2005  
*This edition prepared July 2005*