

*These instructions (32) for mouthwash samples for DNA tests are in Farsi*  
**دستورالعمل: نمونه های دهان شویه برای آزمایشهای DNA**

وسایل لازم برای جمع آوری نمونه دهان شویه (mouthwash sample در انگلیسی) به همراه این برگه ارائه شده است. یک ظرف و یک بسته کوچک آب نمک (saline در انگلیسی) را خواهید دید که با آنها می توانید نمونه دهان شویه را برای ما آماده کنید. این نمونه حاوی سلولهای جداره داخلی گونه خواهد بود که می توان از آن دی ان ای (DNA) را تهیه نمود.

1. این نمونه را باید پیش از صرف صبحانه جمع آوری نمود. ابتدا مایع داخل بسته را تا علامت 10 درون ظرف بریزید. بقیه مایع را دور بیندازید.

2. مایع درون ظرف را در دهان خود خالی کنید و آن را اطراف دهان خود بگردانید (غرغره نکنید) و اطمینان حاصل نمایید که مایع با داخل گونه های شما تماس پیدا می کند. این کار را به مدت 10 تا 20 ثانیه انجام دهید.

3. سپس مایع درون دهان خود را به داخل ظرف برگردانید، درپوش آن را بگذارید و آن را محکم ببندید.

4. خواهشمند است مطمئن شوید که نام و تاریخ تولد شما با خط خوانا به انگلیسی روی ظرف نوشته شده است.

5. نمونه را در بسته بندی دارای نشانی پستی قرار دهید و در بسته را با بند یا نوارچسب ببندید. لطفاً نمونه را با پست درجه یک ارسال کنید. ترجیح داده می شود که این کار را اوایل هفته انجام دهید تا از تاخیر پستی در تعطیلات آخر هفته اجتناب شود.

این چاپ (ویرایش) در جولای 2005 تهیه گردید

*This edition prepared July 2005*

*Ref*